

実験

① DNA を抽出してみよう !

① ブロッコリーの花芽 15g を 乳鉢本ですりつぶします。

なぜ花芽を使うのか？ 理由 2つ

- 花芽は細胞が小さく DNA の含有率が高いため。
- トリプシンなどを用いて分解する必要があるタンパク質が少ないため。

② 少量の中性洗剤を加えた冷たい 15% の食塩水 50ml を ① に加え、乳鉢本で静かにかき混ぜる。

なぜ中性洗剤を使うのか？

細胞膜や核膜を壊し、食塩水に DNA を溶けだしやすくするため。

なぜ冷たい食塩水を使うのか？

溶け出した DNA が酵素によって分解されるのを防ぐため

③ 茶こしを用いて ② の液をろ過する。

④ ろ液を冷やし、そこに冷たい (エタノール) を注ぐと、白い糸状繊維状の DNA が、ろ液と (エタノール) の境界面に析出してくる。

⑤ 生じた DNA をガラス棒で巻き取る。